


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Icam2/Cd102 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P13598

Numéro d'article: CM0007992



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre l'ICAM2/CD102 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'adhésion leucocytaire, de la surveillance immunitaire et de la migration cellulaire. Spécifique de l'ICAM2 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain ICAM2/CD102 conjugué
Remarques/Alias	ICAM2 ; CD102 ; molécule d'adhésion intercellulaire 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3384
Identifiant du gène	3384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-223 de l'ICAM2/CD102 humain (NP_000864.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13598
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace