


Lapin Anti-Humain Icam2/Cd102 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P13598

Numéro d'article: CM0004209



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'icblant l'ICAM2/CD102 humaine (SWISS : P13598). Validé pour la cytométrie en flux, adaptée pour la recherche sur l'adhérence des leucocytes et la migration des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

-	-
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ICAM2/CD102 mAb
Remarques/Alias	CD102
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3384
GeneID	3384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-223 de l'ICAM2/CD102 humaine (NP_000864.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en Flux)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13598
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace