


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ido1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P14902

Numéro d'article: CM0012343



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre l'IDO1 humain (indoleamine 2,3-dioxygenase 1) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Spécifique des échantillons humains, 45 kDa, UniProt P14902.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IDO1 humain
Remarques/Alias	IDO ; INDO ; IDO-1
Espèce	Humain
GeneID	3620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 403 de l'IDO1 humain (NP_002155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14902
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Pack réfrigérant