


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ifn-Alpha/Béta R2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P48551

Numéro d'article: CM0010881



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le récepteur de l'interféron alpha/béta 2 humain (IFNAR2, P48551), validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la détection de l'expression du récepteur de l'interféron de type I sur les cellules humaines. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IFN-alpha/béta R2 humain
Remarques/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3455
ID de gène	3455
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48551
Poids moléculaire	58kDa/37kDa/27kDa
Expédition	Sac de glace