


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ifn-Alpha/Beta R2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P48551

Numéro d'article: CM0009622



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'IFN-alpha/beta R2 (IFNAR2) humain pour cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation des interférons de type I, de la voie JAK-STAT et de la réponse immunitaire. Réaction croisée avec l'homme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IFN-alpha/beta R2 humain
Remarques/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3455
GeneID	3455
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48551
Poids de la protéine	58kDa/37kDa/27kDa
Expédition	Sac de glace