


Lapin Anti-Humain Ifn-Gamma Mab Pour Fc (Intra) - P01579

Numéro d'article: CM0008713



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'interféron gamma humain (IFN- γ), conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire et l'immunothérapie contre le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain IFN-gamma mAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3458
GeneID	3458
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace