

Lapin Anti-Humain Ifn-Gamma Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P01579

Numéro d'article: CM0010770



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant l'IFN-gamma humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient à l'étude des réponses immunitaires Th1, de la signalisation des cytokines et de l'immunité antitumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain IFN-gamma mAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
GeneID	3458 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace