


Lapin Anti-Humain Ig K Chaîne Légère Mab Pour Fc Fc - P01834

Numéro d'article: CM0005680



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain conjugué à l' dirigé contre la chaîne légère κ des Ig pour cytométrie en flux (FC). Cible la région constante (P01834, ~12 kDa). Outil fiable pour l'immunologie des cellules B, le profilage des anticorps et la recherche sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Ig κ Chaîne légère mAb
Remarques/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère κ des Ig humaines (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace