


Mab Anti-Chaîne Légère K Des Ig Humaines De Lapin - P01834

Numéro d'article: CM0004946



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne légère κ des immunoglobulines humaines (IGKC), validé pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche sur les lymphocytes B et les immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-chaîne légère κ des Ig humaines de lapin
Remarques / Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	3514
Identifiant du gène	3514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 107 de la chaîne légère κ des immunoglobulines humaines (P01834)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01834
Poids de la protéine	11 KDa
Expédition	Sac isotherme