


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère K Ig Humaine Pour Fc - P01834

Numéro d'article: CM0011497



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne légère kappa d'immunoglobuline humaine (IGKC). Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les cellules B et les immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-chaîne légère κ Ig humaine mAb
Remarques/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère κ Ig humaine (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids moléculaire	11KDa
Expédition	Sac de glace