


Lapin Anti-Humain Ig K Chaîne Légère Anticorps Monoclonal Pour Fc - P01834

Numéro d'article: CM0009302



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre la région constante de la chaîne légère kappa des immunoglobulines humaines (IGKC) pour cytométrie en flux. Spécifique de l'humain, ~11 kDa, validé en FC. Matériau brut pour DIV à usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain Ig κ Chaîne Légère mAb
Remarques/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3514
GeneID	3514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère Ig κ humaine (P01834)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01834
Poids Moléculaire	11KDa
Expédition	Sac de glace