


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère Ig K Humaine Pour Cytométrie En Flux - P01834

Numéro d'article: CM0012602



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région constante de la chaîne légère kappa de l'immunoglobuline humaine (P01834). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-chaîne légère Ig κ humaine
Remarques/Alias	Km ; HCAK1 ; IGKCD
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3514
GenelD	3514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de la chaîne légère Ig κ humaine (P01834).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01834
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Avec poche de glace