


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgA1 Humaine Pour Fc - P01876

Numéro d'article: CM0011025



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la région constante de l'IgA1 humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'IgA1 humaine. Convient à la détection des cellules positives pour l'IgA1 dans le cadre de recherches sur l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-IgA1 humaine
Remarques/Alias	IgA1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3493
GeneID	3493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 353 de l'IgA1 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01876
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa/42 kDa
Expédition	Pack réfrigérant