

Lapin Anti-IgE Humain Anticorps Monoclonal Pour Fc - P01854

Numéro d'article: CM0011731



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la région constante de l'IgE humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC), idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et les études sur les récepteurs IgE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-IgE Humain mAb
Remarques/Alias	IgE
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3497
ID de gène	3497
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-428 de l'IgE humaine (P01854).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01854
Poids moléculaire	47kDa / 54kDa / 59kDa
Expédition	Sac de glace