


Lapin Anti-IgE Humain Anticorps Monoclonal Pour Fc - P01854

Numéro d'article: CM0010896



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la chaîne lourde de l'IgE humaine, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'hypersensibilité médiée par l'IgE, des allergies et de l'activation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-IgE Humain mAb
Remarques/Alias	IgE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3497
GeneID	3497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-428 de l'IgE humaine (P01854)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01854
Poids moléculaire	47kDa/54kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace