


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg Humaine (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0006203



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant la région IgG humaine (Fc). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la détection des IgG et les études des récepteurs Fc. SWISS : P01857.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-IgG humaine (Fc)
Espèce	Humaine
ID du gène	3500 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'IgG1 humaine (Fc) (P01857)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01857
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace