


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg Humaine (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0012229



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région Fc de l'IgG humaine (SWISS : P01857). Validé pour la cytométrie en flux ; spécifique de la région Fc de l'IgG1 humaine. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires, la détection d'anticorps et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgG humaine (Fc)
Espèce	Humain
ID de gène	3500
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'IgG1 humaine (Fc) (P01857).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace