


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IgG Humaine (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0007764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la région IgG humaine (Fc), validé pour la cytométrie en flux (CF). Utile pour la détection d'IgG membranaires ou de complexes immuns dans la recherche immunologique. P01857.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-IgG humaine (Fc)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'IgG humaine (Fc) (P01857).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857
Expédition	Sac de glace