

Lapin Anticorps Monoclonal Anti-IgG2 Humaine (Fc) Pour Wb, Elisa - P01859

Numéro d'article: CM0010658



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la région Fc de l'IgG2 humaine, validé pour WB et ELISA. Spécifique à la région Fc de l'IgG2 humaine. Convient pour la recherche sur l'immunité humorale et les isotypes d'anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin mAb anti-IgG2 humaine (Fc)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3501
GeneID	3501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-326 de l'IgG2 humaine (Fc) (P01859)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01859
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace