

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain IL-10Ra/Cd210 Pour Fc - Q13651

Numéro d'article: CM0009171



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'IL-10RA/CD210 humain (récepteur alpha de l'IL-10) spécifiquement validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la signalisation anti-inflammatoire et le phénotypage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain IL-10RA/CD210
Remarques/Alias	CD210 ; IL10R ; CD210a ; CDW210A ; HIL-10R ; IL-10R1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3587
GeneID	3587
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-235 de l'IL-10RA/CD210 humain (NP_001549.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13651
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace