


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain IL-17Rb Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - Q9Nrm6

Numéro d'article: CM0012647



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-17RB humain, conjugué à l'ABflo 488. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible le récepteur IL-17B/E impliqué dans la croissance et la différenciation des cellules hématopoïétiques. Usage réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain IL-17RB
Remarques/Alias	IL17RB ; CRL4 ; EVI27 ; IL17BR ; IL17RH1 ; récepteur B de l'interleukine-17
Espèce	Humain
GeneID	55540 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-289 de l'IL-17RB humain (NP_061195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NRM6
Poids de la protéine	31 kDa/55 kDa
Expédition	Sac de glace