

Anticorps De Lapin Anti-IL-1B Humaine Mab Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01584

Numéro d'article: CM0008250



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-1 β humaine conjugué à , conçu pour les applications de cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude des voies inflammatoires, de la libération de cytokines et de la pyroptose dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-IL-1 β humaine mAb
Remarques/Alias	IL1B ; IL-1 ; IL1-BETA ; IL1F2 ; interleukine-1 bêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3553
GeneID	3553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-269 de l'IL1 β humaine (NP_000567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01584
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace