


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-2 Humain Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P60568

Numéro d'article: CM0011709



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IL-2 humaine (TCGF), conjugué à un fluorophore pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour l'étude de la réponse immunitaire, de la croissance des lymphocytes T et de la tolérance. Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-2 humain
Remarques/Alias	IL-2 ; TCGF ; lymphokine
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3558
Identifiant de gène	3558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-153 de l'IL-2 humaine (NP_000577.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60568
Poids moléculaire protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace