


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL-4 Humaine Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P05112

Numéro d'article: CM0010600



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant l'interleukine-4 humaine (IL-4). Immunogène recombinant ; adapté à la cytométrie en flux intracellulaire sur échantillons humains. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL-4 humaine
Remarques/Alias	BSF1 ; IL-4 ; BCGF1 ; BSF-1 ; BCGF-1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	3565 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-153 de l'IL-4 humaine (NP_000580.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P05112
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace