

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-5 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P05113

Numéro d'article: CM0010232



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant l'interleukine-5 humaine (IL-5). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à la recherche sur la biologie des éosinophiles, l'inflammation allergique et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL-5 humain
Remarques/alias	EDF ; IL-5 ; TRF ; interleukine-5
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3567
Identifiant de gène	3567
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05113
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac isotherme