


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-5 Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P05113

Numéro d'article: CM0004687



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'IL-5 humaine, une cytokine clé pour la régulation des éosinophiles. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC) dans les études d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IL-5 humain
Remarques/Alias	EDF ; IL-5 ; TRF ; interleukine-5
Espèce	Humain
GeneID	3567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-134 de l'IL-5 humaine (NP_000870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05113
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace