


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain IL-6R/Cd126 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P08887

Numéro d'article: CM0009144



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain IL-6R/CD126 conjugué à l' pour la cytométrie en flux intracellulaire. Immunogène correspondant au domaine extracellulaire recombinant ; réactivité croisée avec l'IL-6R humain. Utile pour étudier les voies de signalisation classique et trans de l'IL-6 dans la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-humain IL-6R/CD126
Remarques/Alias	IL6Q ; gp80 ; CD126 ; HIES5 ; IL-6R ; IL6RA ; IL6RQ ; IL-1Ra ; IL-6RA ; IL6QTL ; IL-6R-1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3570
GenelD	3570
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-358 de l'IL-6R/CD126 humain (NP_000556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08887
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace