

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL18R1 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q13478

Numéro d'article: CM0005692



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5) dirigé contre l'IL18R1 (CD218a) humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des voies médiées par l'IL18, des réponses des cellules Th1 et la recherche sur les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL18R1/IL-18 R alpha humain
Remarques/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8809
GeneID	8809
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-329 de l'IL18R1/IL-18 R alpha humain (NP_003846.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13478
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace