


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha Humain Pour Fc - Q13478

Numéro d'article: CM0010130



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre l'IL18R1 humain (CD218a), validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur alpha de l'IL-18 sur les cellules Th1 et les leucocytes dans le cadre de recherches en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-IL18R1/IL-18 R alpha
Remarques/Alias	CD218a ; IL18RA ; IL1RRP ; CDw218a ; IL-1Rrp ; IL-18Ralpha ; IL18Ralpha2 ; IL-18R-alpha
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8809
GeneID	8809
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-329 de l'IL18R1/IL-18 R alpha humain (NP_003846.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13478
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac de glace