

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL23R Humain Pour Cytométrie En Flux - Q5Vwk5

Numéro d'article: CM0008469



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indicateur fluorescent FITC dirigé contre l'IL23R humain (PSORS7). Validé pour la cytométrie en flux (CF). Idéal pour l'étude de la signalisation par l'IL-23 dans les cellules immunitaires, les maladies auto-immunes et l'immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-IL23R humain                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | PSORS7                                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 149233                                                                                                                         |
| GeneID               | 149233                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-353 de l'IL23R humain (NP_653302.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application          | CF                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                         |
| SWISS                | Q5VWK5                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 41 kDa / 43 kDa / 72 kDa                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |