


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL8 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P10145

Numéro d'article: CM0012469



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre l'IL8 humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur échantillons humains, il cible la chimiokine IL8 impliquée dans les réponses inflammatoires. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human IL8
Remarques / Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAF; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3576
ID du gène	3576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-99 de l'IL8 humain (NP_000575.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant