


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL8 Humain Pour Cytométrie En Flux - P10145

Numéro d'article: CM0006079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant l'IL8 humain (Interleukine-8), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude de l'inflammation induite par les chimiokines, avec un poids protéique de 11 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL8 humain
Remarques / Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
GeneID	3576
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace