


Lapin Anti-Humain IL8 Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P10145

Numéro d'article: CM0004351



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain IL8 validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte l'IL8 humaine, une chimiokine clé dans la recherche sur l'inflammation et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain IL8 mAb
Remarques/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3576
ID de Gène	3576
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids de la Protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace