

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL9 Humain Pour If/Icc Et Fc (Intra) - P15248

Numéro d'article: CM0006234



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL9 humain conjugué à , validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Cible l'interleukine-9, une cytokine impliquée dans la réponse immunitaire et l'inflammation. Pour échantillons humains. SWISS : P15248.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-IL9 humain
Remarques/alias	IL9 ; HP40 ; IL-9 ; P40 ; interleukine-9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3578
GeneID	3578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-144 de l'IL9 humaine (NP_000581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15248
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Pack de glace