

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL9 Humain Pour If/Icc, Fc (Intra) - P15248

Numéro d'article: CM0005759



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre l'IL9 humain, validé pour l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude des réponses immunitaires médiées par l'IL9, la différenciation des lymphocytes T et la biologie des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL9 humain
Remarques / Alias	IL9; HP40; IL-9; P40; interleukine-9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 19-144 de l'IL9 humain (NP_000581.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15248
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace