

Lapin Anti-Humain Ilt5/Cd85A Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - O75022

Numéro d'article: CM0010378



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain ILT5/CD85a (LILRB3) conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur immunitaire inhibiteur sur les cellules B humaines et les monocytes, réagissant spécifiquement avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ILT5/CD85a mAb
Remarques/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; récepteur immunoglobuline-like des leucocytes B3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-418 de l'ILT5/CD85a humain (NP_006855.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75022
Poids Protéique	69kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace