

Lapin Anti-Humain Intégrine Alpha 3/Cd49C Mab - P26006

Numéro d'article: CM0010511

Introduction

anticorps monoclonal (mAb) lapin anti-humain Intégrine alpha-3 (CD49c) pour FC. Cible le récepteur de la laminine/collagène ; validé pour des échantillons humains. Idéal pour les études d'adhésion, de migration et d'invasion cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Intégrine alpha 3/CD49c mAb
Remarques/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3675
GeneID	3675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-620 de l'intégrine alpha 3/CD49c humaine (NP_002195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26006
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace