

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine-β1/Cd29 Humaine Pour Fc - P05556

Numéro d'article: CM0010061



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'intégrine-β1 humaine (CD29), validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la signalisation médiée par les intégrines dans la recherche sur les cellules immunitaires et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-intégrine-β1/CD29 humaine
Remarques/Alias	CD29 ; FNRB ; MDF2 ; VLAB ; GPIIA ; MSK12 ; VLA-BETA
Espèce	Humaine
GeneID	3688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'intégrine-β1/CD29 humaine (NP_002202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P05556
Poids de la protéine	87 kDa/88 kDa/91 kDa
Expédition	Sac de glace