

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine-B1/Cd29 Humaine Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P05556

Numéro d'article: CM0004296



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant l'intégrine bêta-1 humaine (CD29) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD29 humain, poids moléculaire ~87-91 kDa. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-intégrine-β1/CD29 humaine
Remarques/Alias	CD29 ; FNRB ; MDF2 ; VLAB ; GPIIA ; MSK12 ; VLA-BETA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'intégrine-β1/CD29 humaine (NP_002202.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05556
Poids protéique	87 kDa / 88 kDa / 91 kDa
Expédition	Sac de glace