


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Integrine B5/Itgb5 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P18084

Numéro d'article: CM0009794



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'intégrine $\beta 5$ humaine (ITGB5) pour la cytométrie en flux. Ce récepteur de la fibronectine intervient dans l'adhésion cellulaire et sert de récepteur d'entrée pour les adénovirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine
Remarques/alias	ITGB5 ; intégrine bêta-5
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	3693
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 490 de l'intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine (NP_002204.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P18084
Poids moléculaire	88 kDa
Expédition	Sac réfrigérant