


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine B5/Itgb5 Humaine Pour La Cytométrie En Flux - P18084

Numéro d'article: CM0009783



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant l'intégrine $\beta 5$ (ITGB5) humaine. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps reconnaît le récepteur de la fibronectine et est adapté aux études d'adhésion cellulaire et de recherche sur l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine
Remarques/Alias	ITGB5 ; intégrine bêta-5
Espèce	Humaine
GeneID	3693
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24-490 de l'intégrine $\beta 5$ /ITGB5 humaine (NP_002204.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P18084
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace