


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Itga1/Cd49A Pour Cytométrie En Flux - P56199

Numéro d'article: CM0010597



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-humain ITGA1/CD49a pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, il reconnaît l'intégrine alpha-1 (CD49a/VLA-1), idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire et les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain ITGA1/CD49a
Remarques/Alias	VLA1 ; CD49a
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3672
GeneID	3672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 1141 de l'ITGA1/CD49a humain (NP_852478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P56199
Poids moléculaire de la protéine	131 kDa
Expédition	Pack réfrigérant