


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Itga1/Cd49A Humain Pour Fc - P56199

Numéro d'article: CM0008379



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre l'intégrine alpha-1 humaine (ITGA1/CD49a/VLA-1), validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire et des voies de signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Ac monoclonal de lapin anti-ITGA1/CD49a humain                                                                                       |
| Remarques/Alias                  | VLA1 ; CD49a                                                                                                                         |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                              |
| GeneID (humain)                  | 3672                                                                                                                                 |
| GeneID                           | 3672                                                                                                                                 |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'ITGA1/CD49a humain (NP_852478.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                |
| Application                      | FC                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée               | Humaine                                                                                                                              |
| SWISS                            | P56199                                                                                                                               |
| Poids moléculaire de la protéine | 131 kDa                                                                                                                              |
| Expédition                       | Sac réfrigérant                                                                                                                      |