

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Jam-A/Cd321/F11R Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Y624

Numéro d'article: CM0010796



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la JAM-A humaine (CD321, F11R) validé pour la cytométrie en flux. Adapté pour l'étude de la dynamique des jonctions serrées, de la transmigration des cellules immunitaires et de l'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-JAM-A/CD321/F11R humain
Remarques/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
Espèce	Humain
ID du gène	50848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-242 de la JAM-A/CD321/F11R humaine (NP_058642.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y624
Poids de la protéine	27kDa/32kDa
Expédition	Sachet de glace