

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Jam-A/Cd321/F11R Pour La Cytométrie En Flux - Q9Y624

Numéro d'article: CM0009247



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain JAM-A/CD321/F11R pour la cytométrie en flux. Reconnaît la JAM-A humaine, une protéine de jonction serrée impliquée dans la transmigration des leucocytes. Immunogène de protéine recombinante, adapté pour la FC. Pour usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain JAM-A/CD321/F11R
Remarques/Alias	JAM ; KAT ; JAM1 ; JAMA ; JCAM ; CD321 ; PAM-1
Espèce	Humain
GeneID	50848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-242 de la JAM-A/CD321/F11R humaine (NP_058642.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y624
Poids moléculaire protéique	27kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace