


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Kir2DL2/Kir2DL3 Conjugué Pour If/Icc Et Fc - P43628

Numéro d'article: CM0012446



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du récepteur humain de type immunoglobuline des cellules tueuses KIR2DL2/KIR2DL3. Validé pour IF/ICC et FC. Idéal pour étudier la signalisation inhibitrice des cellules NK et la reconnaissance du HLA-C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain KIR2DL2/KIR2DL3 conjugué
Remarques/Alias	KIR2DL3 ; CD158B2 ; CD158b ; GL183 ; KIR-023GB ; KIR-K7b ; KIR-K7c ; KIR2D55 ; KIRCL23 ; NKAT ; NKAT2 ; NKAT2A ; NKAT2B ; p58 ; récepteur de type immunoglobuline des cellules tueuses 2DL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 de KIR2DL3 humain (NP_056952.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43628
Poids protéique	27kDa/37kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace