


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Kir2DL2/Kir2DL3 Conjugué Pour If/Icc, Fc - P43628

Numéro d'article: CM0005078



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué haute performance contre le KIR2DL2/KIR2DL3 humain (P43628). Adapté à l'immunofluorescence et à la cytométrie en flux. Validé pour l'immunophénotypage des cellules NK et les études des récepteurs inhibiteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain KIR2DL2/KIR2DL3 conjugué
Remarques/Alias	KIR2DL3 ; CD158B2 ; CD158b ; GL183 ; KIR-023GB ; KIR-K7b ; KIR-K7c ; KIR2DS5 ; KIRCL23 ; NKAT ; NKAT2 ; NKAT2A ; NKAT2B ; p58 ; récepteur de type immunoglobuline des cellules tueuses 2DL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du KIR2DL3 humain (NP_056952.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43628
Poids moléculaire protéique	27kDa/37kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace