


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Humain Pour If/Icc, Fc - P43628

Numéro d'article: CM0004673



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué de haute qualité dirigé contre le KIR2DL2/KIR2DL3 humain, idéal pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux dans la recherche sur les cellules NK. Validé pour des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-KIR2DL2/KIR2DL3 humain
Remarques/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; récepteur immunoglobulinique de type cellule tueuse 2DL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du KIR2DL3 humain (NP_056952.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43628
Poids de la protéine	27kDa/37kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace