

Mab Lapin Anti-Kir2DL4/Cd158D Humain Pour Fc - Q99706

Numéro d'article: CM0012618



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant KIR2DL4/CD158d humain. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 24-242). Adapté aux études sur les récepteurs des cellules NK et à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb Lapin anti-KIR2DL4/CD158d humain
Remarques / Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3805
GeneID	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-242 de KIR2DL4/CD158d humain (NP_002246.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99706
Poids de la protéine	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace