

Mab Lapin Anti-Kir2DL4/Cd158D Humain Pour Fc - Q99706

Numéro d'article: CM0004987



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-KIR2DL4/CD158d humain conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux, il cible le récepteur de type immunoglobuline des cellules tueuses qui reconnaît le HLA-G et médie les fonctions des cellules NK à l'interface materno-fœtale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-KIR2DL4/CD158d humain
Remarques / Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3805
GeneID	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-242 de la protéine humaine KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q99706
Poids de la protéine	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace